

# MedVista 项目架构深度分析

生成时间：2026-05-30

## 一、项目概览

MedVista 是一个医学影像处理平台，支持 DICOM/NIfTI/NRRD/MHA 等格式的上传、查看、测量、导出和后处理

| 维度 | 技术栈                                                 | 核心职责                                     |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 后端 | FastAPI + Python<br>(numpy/scipy/pydicom/SimpleITK) | DICOM<br>解析、体积构建、窗位处理、RT<br>结构/剂量、转换、匿名化 |
| 前端 | Vue 3 + Pinia + vue-router +<br>Cornerstone3D       | 图像渲染、交互工具、UI<br>控制、DICOMweb 连接           |

## 二、后端处理逻辑


### 2.1 请求处理架构

客户端请求 → FastAPI (uvicorn) → Router → Service → numpy/scipy/pydicom 处理 → JSON/Binary 响应

关键设计模式：

- **异步事件循环**：FastAPI 使用 `asyncio` 事件循环处理 HTTP 请求
- **CPU 密集型任务线程化**：所有体积构建、窗位处理、结构掩码计算等用 `asyncio.to_thread()` 包装，避免阻塞事件循环
- **内存会话管理**：DICOM 数据以嵌套 dict 形式驻留在 `dicom_service.sessions` 中，像素数据存磁盘 `.npy` 文件
- **单例模式**：`dicom_service`、`image_builder`、`struct_builder`、`dose_builder` 均为模块级单例

### 2.2 数据流完整路径



POST /api/dicom/slice



image\_builder.get\_slice()

- 加载：从 .npy 文件读取像素 → np.stack 组装 3D 体积（带缓存）
- 切面提取：轴位/矢状/冠状方向
- 窗位/窗宽：(val - lower) / (upper - lower) → uint8 归一化
- 返回：number[][] (JSON) 或 binary (uint8)



前端渲染

- WebGL 模式：Cornerstone3D 通过 volume-binary 加载 3D 体积
- Canvas2D 模式：ImageSliceViewer 逐像素渲染

## 2.3 后端服务清单

| 服务                           | 行数  | 职责                     | GPU 潜力                      |
|------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------|
| dicom_service.py             | 467 | 会话管理、DICOM 解析、标签提取     | 低                           |
| image_builder.py             | 186 | 体积构建、切片提取、窗位处理         | 高 — np.stack + np.clip 并行计算 |
| rt_struct_builder.py         | 249 | RTSTRUCT 轮廓解析、掩码渲染     | 中                           |
| rt_dose_builder.py           | 156 | RTDOSE 网格提取、色图插值       | 高 — 剂量重采样并行                 |
| seg_service.py               | 310 | DICOM SEG 解析、掩码提取      | 中                           |
| nifti_service.py             | 358 | NIfTI/NRRD/MHA 加载      | 低 — I/O 瓶颈                  |
| dicom_converter_service.py   | 640 | DICOM→NIfTI 并行转换 + 匿名化 | 中                           |
| sequence_analysis_service.py | 514 | MR 序列分类 (DWI/ADC/DCE)  | 低                           |
| anonymization_service.py     | 424 | 匿名化引擎 (3 套 profile)    | 低                           |
| four_d_service.py            | 149 | 4D 时序分组、体积装配           | 低                           |
| auth_service.py              | 137 | OIDC/JWT 认证            | 无                           |

## 2.4 会话生命周期

上传创建 session → TTL 900s (15分钟) → 清理任务每 120s 扫描 → 过期删除



删除磁盘 .npy 文件

删除 uploads/{session\_id}/ 目录

## 2.5 并发控制

| 资源     | 信号量               | 说明                     |
|--------|-------------------|------------------------|
| 文件上传   | 2                 | 最多 2 个并发上传             |
| 格式转换   | 2                 | 最多 2 个并发转换             |
| CPU 核心 | min(cpu_count, 8) | ThreadPoolExecutor 线程数 |
| SSE 连接 | queue.Queue 桥接    | 线程→异步 SSE 事件流          |

### 三、前端处理逻辑

#### 3.1 渲染引擎架构

应用启动



detectWebGL() 探测 Canvas 能力

- |—— WebGL2 可用 → Cornerstone3D 渲染引擎 (GPU 加速)
- |—— WebGL1 可用 → Cornerstone3D (降级)
- |—— 均不可用 → ImageSliceViewer (Canvas2D 纯 CPU 渲染)

#### 3.2 WebGL 模式 (完整功能)

Cornerstone3D v4.22



初始化 RenderingEngine('cs3d-engine')

- |—— 创建 3 个 ORTHOGRAPHIC 视口 (axial/sagittal/coronal)
- |—— 注册 mdh://volume 自定义 volume loader
- |—— 创建测量工具组 (Length/Angle/ROI/Probe/Arrow/Crosshairs)
- |—— 绑定注释事件监听器



加载体积数据

- |—— POST /api/dicom/volume-binary → 二进制 ArrayBuffer
- |—— ArrayBuffer → TypedArray (Float64/Int16/Uint16/...)
- |—— 构造 IImageVolume 对象 (dimensions/spacing/origin/direction)
- |—— 设置到 3 个视口



交互


- |—— 鼠标拖拽: 切片滚动
- |—— Shift+拖拽: 窗位/窗宽调整
- |—— Ctrl+拖拽: 平移
- |—— Ctrl+滚轮: 缩放
- |—— 测量工具: 实时标注 + 统计面板

#### 3.3 Canvas2D 模式 (降级功能)

ImageSliceViewer.vue




三个独立的 ImageSliceViewer 组件 (axial/sagittal/coronal)



### 3.4 状态管理

整个前端使用单一 **Pinia Store** (useAppStore) 作为数据中心:



### 3.5 Composables 体系

| Composable          | 行数  | 职责                       |
|---------------------|-----|--------------------------|
| useTheme.ts         | 29  | 暗色/亮色主题切换                |
| useCornerstone3D.ts | 127 | Cornerstone3D 引擎封装       |
| useTools.ts         | 163 | 测量工具组管理                  |
| useDicomweb.ts      | 118 | PACS 连接 (QIDO/WADO/STOW) |
| useAnonymization.ts | 117 | 匿名化 workflow             |
| useSegmentation.ts  | 96  | SEG 叠加管理                 |
| useFourD.ts         | 131 | 4D 时序播放                  |
| useAuth.ts          | 163 | OIDC 认证                  |
| useClientMode.ts    | 183 | 纯浏览器模式                   |
| useCanvasTools.ts   | 56  | Canvas2D 测量工具            |

## 四、GPU 检测逻辑

项目有两个完全独立的 GPU 检测维度，彼此无关联：

### 4.1 客户端 WebGL 检测

文件: frontend/src/utils/webglDetector.ts (40 行)

创建临时 Canvas

↓

尝试 getContext('webgl2')

├—— 成功 → 标记 webgl2=true  
└—— 失败 → 尝试 getContext('webgl1')  
    ├—— 成功 → 标记 webgl1=true  
    └—— 失败 → webgl2=false, webgl1=false

↓

读取 WEBGL\_debug\_renderer\_info 扩展

├—— renderer: GPU 渲染器名称  
├—— vendor: GPU 厂商  
├—— maxTextureSize: 最大纹理尺寸  
└—— maxViewportDims: 最大视口尺寸

↓

丢失上下文 (释放 GPU 资源)

↓

返回 { webgl2, webgl1, renderer, vendor, maxTextureSize, maxViewportDims }

消费位置: ViewerView.vue 的 onMounted 中调用 detectWebGL()

- WebGL2/WebGL1 可用 → useCanvasFallback = false → Cornerstone3D 渲染
- 均不可用 → useCanvasFallback = true → ImageSliceViewer 渲染

## 4.2 服务端 GPU 检测

文件: backend/app/routers/system.py (39 行)

GET /api/system/gpu-info



执行 nvidia-smi 子进程

├—— 成功 → 解析 GPU 名称、显存、CUDA 版本  
└—— 失败 → { gpu\_available: false }



返回 { gpu\_available, gpu\_name, cuda\_version, gpu\_memory\_mb }

消费位置: 前端 ViewerView.vue 中 fetch /api/system/gpu-info, 显示 GPU 状态徽章

关键问题: 后端检测到 GPU 后不会利用 GPU 进行任何计算。nvidia-smi 结果仅作为状态信息展示, 不驱动任何后端

## 4.3 检测维度对比

| 维度         | 检测对象       | 检测方式                       | 影响范围     | 是否被消费                    |
|------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| WebGL      | 浏览器 GPU 能力 | canvas.getContext('webgl') | 前端渲染引擎选择 | 是 — 驱动 WebGL/Canvas2D 分支 |
| nvidia-smi | 服务器 GPU 硬件 | 子进程调用                      | 无        | 仅展示 — 不影响后端处理路径          |

# 五、无 GPU vs 有 GPU 运行路径

## 5.1 WebGL 可用时 (浏览器有 GPU)

前端: Cornerstone3D WebGL2 硬件加速渲染

├—— 三个 ORTHOGRAPHIC 视口 (axial/sagittal/coronal)  
├—— 体积数据流式加载 (mdh://volume → volume-binary)  
├—— GPU 硬件加速窗位调整 (voiRange)  
├—— GPU 纹理变换 (缩放/平移/旋转)  
└—— 同步十字线 (CrosshairsTool) 三视口联动

后端: CPU 处理 (无变化)

├—— image\_builder: np.stack 体积组装 → tobytes() 返回  
└—— 所有计算仍在 CPU

功能完整性: 100%

## 5.2 WebGL 不可用时 (浏览器无 GPU / Canvas2D 降级)

前端: Canvas2D 纯 CPU 渲染

├—— 三个 ImageSliceViewer 组件  
└—— 每个切片独立 POST 请求获取 (非体积加载)

- └—— 逐像素 CPU 归一化渲染到 Canvas
- └—— 缩放/平移通过 Canvas transform 矩阵实现
- └—— 无同步十字线（仅屏幕空间虚线）

后端: CPU 处理 (无变化)

- └—— image\_builder: np.stack 体积组装 → .tolist() 返回 JSON
- └—— 窗位处理在 CPU 逐切片执行

功能完整性: ~40%

### 5.3 功能差异矩阵

| 功能                      | WebGL 模式                         | Canvas2D 模式             | 差异   |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|------|
| 三平面视图                   | 完整 MPR                           | 三个独立 2D 视图              | 无联动  |
| 切片滚动                    | 流式体积加载                           | 逐张请求后端                  | 响应慢  |
| 窗位调整                    | GPU 硬件加速                         | CPU 逐像素归一化              | 性能差  |
| 缩放/平移                   | GPU 纹理变换                         | Canvas transform        | 基本等价 |
| 同步十字线                   | CrosshairsTool<br>三视口联动          | 仅屏幕空间虚线, 无联动            | 丧失   |
| Length 测量               | Cornerstone3D<br>LengthTool (mm) | Canvas2D 原生 Length (mm) | 功能等价 |
| Angle 测量                | Cornerstone3D<br>AngleTool (°)   | 不可用                     | 丧失   |
| Rectan-<br>gleROI       | Cornerstone3D<br>(面积/HU/标准差)     | 不可用                     | 丧失   |
| EllipticalROI           | Cornerstone3D<br>(面积/HU/标准差)     | 不可用                     | 丧失   |
| Probe                   | Cornerstone3D<br>ProbeTool (HU)  | Canvas2D 原生 Probe (HU)  | 功能等价 |
| ArrowAnno-<br>tate      | Cornerstone3D 箭头标注               | 不可用                     | 丧失   |
| RT 结构叠加                 | Cornerstone3D overlay            | Canvas2D fill/contour   | 等价   |
| RT 剂量叠加                 | Cornerstone3D overlay            | 未实现                     | 丧失   |
| SEG 叠加                  | Cornerstone3D overlay            | 未实现                     | 丧失   |
| 4D 播放                   | Cornerstone3D 时序切换               | 未实现                     | 丧失   |
| 标注持久化                   | 事件驱动标注系统                         | 仅内存, 不持久                | 降级   |
| 截图                      | canvas.toDataURL                 | canvas.toDataURL        | 等价   |
| DICOM 标签                | 侧边栏                              | 同左                      | 等价   |
| 方向标签                    | Cornerstone3D overlay            | ImageSliceViewer 内置     | 等价   |
| Measure-<br>mentToolbar | 完整 6 工具                          | 仅 Length + Probe        | 降级   |

## 六、改进方案

### 6.1 架构级改进

**P0: 后端 GPU 加速路径 问题:** 后端检测到 GPU 后不利用 GPU 进行任何计算, nvidia-smi 检测是死代码。

**方案:** 为计算密集型服务添加 GPU 加速路径:

```
# image_builder.py — 体积构建加速
try:
    import cupy as cp
    GPU_AVAILABLE = True
except ImportError:
    GPU_AVAILABLE = False

def _build_volume(self, ...):
    if GPU_AVAILABLE:
        # CuPy 并行体积组装
        slices_gpu = cp.array([cp.asarray(s) for s in sorted_slices])
        volume = cp.stack(slices_gpu, axis=0)
    else:
        # NumPy CPU 路径 (现有逻辑)
        volume = np.stack(sorted_slices, axis=0)
```

候选 GPU 加速服务 (按优先级) :

| 服务                   | 操作                 | GPU 加速方案      | 预期加速  |
|----------------------|--------------------|---------------|-------|
| image_builder.py     | np.stack 体积组装      | CuPy cp.stack | 5-10x |
| rt_dose_builder.py   | 剂量网格重采样            | CuPy 插值       | 3-5x  |
| seg_service.py       | scipy.ndimage.zoom | CuPy zoom     | 2-4x  |
| rt_struct_builder.py | PIL polygon 掩码     | OpenCV GPU    | 2-3x  |

**P1: 前后端 GPU 状态联动 问题:** 前后端 GPU 检测完全独立, 后端 GPU 信息不驱动任何前端行为。

**方案:** 将后端 GPU 信息纳入前端决策链:

```
// ViewerView.vue — 启动时同时检测
onMounted(async () => {
    // 客户端 WebGL 检测
    webglCap.value = detectWebGL()
    useCanvasFallback.value = !webglCap.value.webgl2 && !webglCap.value.webgl1

    // 服务端 GPU 检测
    const resp = await fetch('/api/system/gpu-info')
    const gpu = await resp.json()

    // 新增: 如果服务端有 GPU 且客户端无 WebGL,
    // 可以提示用户使用支持 WebGL 的浏览器以获得 GPU 加速
```



```

    if (!webglCap.value.webgl1 && gpu.gpu_available) {
      showGpuHint.value = true
    }
  })
}

```

**P2: Canvas2D 模式体积加载优化** 问题: Canvas2D 模式每个切片独立请求后端, 切换切片有明显延迟。

方案: 预加载当前切片前后 N 张切片:

```

async function preloadSlices(orientation: string, currentIndex: number, range = 5) {
  const promises = []
  for (let i = currentIndex - range; i <= currentIndex + range; i++) {
    if (i < 0 || i > canvasMaxSlice.value[orientation]) continue
    if (i === currentIndex) continue
    promises.push(
      appStore.getSlice(seriesUid, orientation, i, wc, ww)
        .then(data => { sliceCache[orientation][i] = data?.data })
    )
  }
  await Promise.allSettled(promises)
}

```

## 6.2 功能级改进

### Canvas2D 模式功能补齐

| 优先级 | 功能       | 实现方案                                                                                  | 复杂度 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P0  | RT 剂量叠加  | 后端 <code>get_dose_slice()</code><br>已可用, 前端<br>ImageSliceViewer 添加<br>dose overlay 渲染 | 低   |
| P1  | SEG 叠加   | 后端 <code>get_seg_mask()</code><br>已可用, 前端添加 SEG<br>overlay 渲染                         | 低   |
| P1  | 4D 播放    | 后端 <code>get_4d_volume()</code><br>已可用, 前端添加<br>TimeSlider 联动                         | 中   |
| P2  | Angle 测量 | Canvas2D<br>三点角度计算 (已知两点向量夹角)                                                         | 低   |
| P2  | ROI 测量   | Canvas2D<br>矩形/椭圆区域像素统计<br>(mean HU, std dev)                                         | 中   |
| P3  | 同步十字线    | 跨组件事件总线, 3 个<br>ImageSliceViewer 联动<br>crosshair 坐标                                   | 中   |

| 优先级 | 功能    | 实现方案                          | 复杂度 |
|-----|-------|-------------------------------|-----|
| P3  | 标注持久化 | Canvas 标注存入后端 annotations API | 低   |

### 6.3 后端改进

**P0: 会话持久化** 问题: 所有数据在内存中, 重启丢失; 单 worker 限制 (多 worker 会破坏会话共享)。

方案: 分层存储:

```
# 方案 A: Redis 会话存储
# 方案 B: SQLite + 文件系统 (更轻量)
class SessionStore:
    def __init__(self, db_path: str):
        self.db = sqlite3.connect(db_path)
        self._init_tables() # sessions, patients, series, files

    def save_session(self, session_id, data):
        # 元数据 → SQLite
        # 像素文件 → uploads/{session_id}/pixels/ (保持现有方案)
        pass

    def load_session(self, session_id):
        # 从 SQLite 恢复元数据
        # 像素按需从磁盘加载
        pass
```

**P1: API 响应格式统一** 问题: 部分端点返回裸数据, 部分返回 {success, data, error} 信封。

方案: 统一响应格式:

```
from pydantic import BaseModel
from typing import Any, Optional

class ApiResponse(BaseModel):
    success: bool
    data: Any = None
    error: Optional[str] = None

class PaginatedResponse(ApiResponse):
    meta: dict = {} # {total, page, limit}
```

**P2: 缓存策略** 问题: image\_builder.\_cache 使用简单的 dict 缓存, 无 LRU 淘汰, 大数据体积可能导致内存溢出。

方案: 使用 functools.lru\_cache 或自定义 LRU:

```
from collections import OrderedDict
```

```

class LRUCache:
    def __init__(self, maxsize=5):
        self._cache = OrderedDict()
        self._maxsize = maxsize

    def get(self, key):
        if key in self._cache:
            self._cache.move_to_end(key)
            return self._cache[key]
        return None

    def put(self, key, value):
        if key in self._cache:
            self._cache.move_to_end(key)
        self._cache[key] = value
        if len(self._cache) > self._maxsize:
            self._cache.popitem(last=False)

```

**P3: 结构化日志** 问题: log\_service.py 使用内存 deque, 日志随进程死亡丢失。

方案: 集成 structlog 或 loguru:

```

import structlog

logger = structlog.get_logger()

# 替代现有的 log_service.log()
logger.info("upload_started", session_id=session_id, file_count=len(files))

```

## 6.4 前端改进

**P0: Store 拆分** 问题: useAppStore 429 行, 承担了所有状态管理 (上传、患者、series、测量、4D、SEG...), 职

方案: 按功能域拆分:

```

// stores/upload.ts — 上传逻辑
// stores/patient.ts — 患者/series 选择
// stores/viewer.ts — 查看器状态 (窗位、overlay、测量)
// stores/session.ts — 会话管理

```

**P1: 组件拆分** 问题: ViewerView.vue 超过 1000 行, 包含侧边栏控制、渲染逻辑、工具管理。

方案: 提取子组件:

```

ViewerView.vue (路由入口)
├── ViewerSidebar.vue (侧边栏控制面板)
├── ViewerToolbar.vue (顶部工具栏)
└── ViewerMain.vue (三平面渲染区)

```

**P2: 网络请求层** 问题: 所有 API 调用分散在 store 的各个方法中, 缺乏统一的错误处理和重试逻辑。

方案: 创建 API 客户端层:

```
// api/client.ts
const api = axios.create({ baseURL: '/api' })

api.interceptors.response.use(
  (resp) => resp,
  (error) => {
    if (error.response?.status === 429) {
      toast.warning('服务器繁忙, 请稍后重试')
    }
    if (error.response?.status === 401) {
      auth.logout()
    }
    return Promise.reject(error)
  }
)
```

## 6.5 安全改进

| 优先级 | 问题                           | 位置               | 方案                           |
|-----|------------------------------|------------------|------------------------------|
| P0  | CORS 允许 local-host:5173/3000 | main.py          | 生产环境使用环境变量严格配置               |
| P1  | JWT_SECRET 可选                | auth_service.py  | 强制要求, 未设置时拒绝启动               |
| P1  | 会话 ID 仅 8 位 hex              | dicom_service.py | 增加到 16 位或使用 UUID             |
| P2  | 无请求速率限制                      | 全局               | 添加 slowapi 或 nginx 限流        |
| P2  | 无 CORS 凭据保护                  | main.py          | 添加 allow_credentials=True 限制 |

## 七、性能优化建议

### 7.1 后端性能

| 优化点          | 当前实现                         | 优化方案                                          | 预期收益                  |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 体积构建缓存切片返回格式 | dict 无淘汰<br>.tolist() (JSON) | LRU 缓存 (maxsize=5)<br>Binary 返回 (arraybuffer) | 减少内存峰值<br>传输体积减小 3-5x |
| 并发上传窗位处理     | 信号量=2<br>每次请求重新计算            | 提升到 CPU 核心数<br>缓存处理后的 uint8 切片                | 上传吞吐提升<br>响应时间减小 50%+ |

| 优化点  | 当前实现    | 优化方案                          | 预期收益        |
|------|---------|-------------------------------|-------------|
| 像素存储 | .npy 文件 | 压缩存储<br>(np.savez_compressed) | 磁盘占用减小 40%+ |

7.2 前端性能

| 优化点               | 当前实现       | 优化方案                         | 预期收益     |
|-------------------|------------|------------------------------|----------|
| 切片预加载             | 无          | 预加载前后 5 张切片                  | 滚动响应延迟消除 |
| Canvas2D 渲染       | 逐像素循环      | OffscreenCanvas + Web Worker | 主线程阻塞减少  |
| Cornerstone3D 初始化 | 同步创建       | 懒初始化 + 动态 import             | 首屏加载加速   |
| 测量面板              | 每次注释变化全量刷新 | 增量更新                         | 减少不必要的渲染 |
| 大体积传输             | 全量 JSON    | 流式 binary (ReadableStream)   | 内存峰值降低   |

八、涉及文件索引

核心文件

| 文件                                                  | 行数   | 职责                |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------|
| backend/app/main.py                                 | 56   | FastAPI 入口、路由注册   |
| backend/app/services/dicom_service.py               | 467  | 会话管理、DICOM 解析     |
| backend/app/services/image_builder.py               | 186  | 体积构建、切片提取         |
| backend/app/routers/dicom.py                        | 226  | 核心 DICOM API      |
| frontend/src/views/ViewerView.vue                   | 1100 | 主查看器 (双模式)        |
| frontend/src/stores/app.ts                          | 429  | Pinia 中央状态        |
| frontend/src/components/viewer/ImageSliceViewer.vue | 185  | Canvas2D 渲染器      |
| frontend/src/utis/webglDetector.ts                  | 40   | WebGL 能力检测        |
| backend/app/routers/system.py                       | 39   | GPU 信息端点          |
| frontend/src/composables/useCanvasTools.ts          | 56   | Canvas2D 测量工具     |
| frontend/src/composables/useTools.ts                | 163  | Cornerstone3D 工具组 |

完整 API 端点清单

| 路由          | 端点数 | 核心端点                                                     |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------|
| /api/dicom  | 14  | upload, slice, volume-binary, structs, struct-mask, dose |
| /api/config | 4   | CRUD 配置文件                                                |

| 路由                  | 端点数 | 核心端点                             |
|---------------------|-----|----------------------------------|
| /api/postprocessing | 5   | HU→RED, rename-struct, sum-doses |
| /api/export         | 2   | NRRD 导出                          |
| /api/converter      | 7   | DICOM→NifTI, anonymize, SSE      |
| /api/annotations    | 3   | save, load, export CSV           |
| /api/dicomweb       | 7   | PACS 连接、QIDO/WADO                |
| /api/anonymization  | 6   | profiles, preview, apply, audit  |
| /api/seg            | 4   | list, check, mask, volume        |
| /api/4d             | 2   | info, volume                     |
| /api/analysis       | 1   | 序列分析                             |
| /api/auth           | 5   | login, refresh, me, logout       |
| /api/system         | 1   | gpu-info                         |
| /api/logging        | 3   | CRUD 日志                          |
| /api/upload/medical | 1   | NifTI/NRRD/MHA 上传                |

**总计:** 15 个路由模块, 65 个 API 端点。

文档结束。如有疑问请参考代码注释或项目 README。